



Používanie a postupy

- 1** 1a 1b




Vyberte teplomer z držiaka tak, že teplomer uchopíte v dolnej časti a mierne ním otočíte nahor.
Teplomer sa automaticky zapne. Ikona krytu na sondu  bude na displeji blikať, čím signalizuje, že je potrebný nový kryt na sondu.
- 2**



Nasadte nový kryt na sondu tak, že zatlačíte špičku sondy priamo dovnútra zásobníka, potom teplomer vytiahnite von.
- 3**




Počkajte na signál pripravenosti. Kruh okolo tlačidla MERANIA  sa rozsvieti nazeleno, teplomer sa ozve jedným pípnutím a tri čiarky na displeji znamenajú, že teplomer je pripravený.
- 4**




Vložte sondu zľahka do ušného kanála a nasmerujte ju priamo oproti protiahlej spánkovej kosti. Držte teplomer v ušnom kanáli v stabilnej polohe. Kvôli presným meraniam je správna poloha sondy mimoriadne dôležitá.
- 5**



Stlačte a uvoľnite tlačidlo MERANIA .
Teplomer sa ozve jedným pípnutím, na displeji sa zobrazia pohyblivé čiarky, potom začne blikať zelená kontrolka ExacTemp, čo znamená, že poloha sondy je stabilná.
- 6**






Meranie teploty. Na konci procesu merania sa ozve dlhé pípnutie a rozsvieti sa zelená kontrolka ExacTemp. Na displeji sa zobrazí teplota.
- 7**



Odstráňte použitý kryt na sondu tak, že stlačíte tlačidlo ejektora krytu na sondu .
Ak chcete dosiahnuť presné merania, pri každom meraní použite nový, čistý kryt na sondu.
Pred vykonaním ďalšieho merania nasadte na teplomer nový, čistý kryt na sondu.

Ďalšie funkcie

-   **Pamäť**
Po stlačení tlačidla MEM (tlačidlo pamäti) sa zobrazí posledná odmeraná teplota.
-   **Prevod teploty**
Po stlačení a uvoľnení tlačidla C/F sa dočasne zobrazí nameraná hodnota v alternatívnej stupnici teploty. Po opakovanom stlačení tohto tlačidla sa zobrazenie vráti na predvolenú stupnicu teploty.
Predvolenú stupnicu teploty je možné nastaviť prepínačom C/F, ktorý sa nachádza vnútri priehradky na batérie.
-   **Manuálny časovač**
Po stlačení a podržaní tlačidla  na jednu sekundu sa aktivuje časovač. Pri spustení časovača zaznie pípnutie.
Prvý segment bude blikať do uplynutia prvých 15 sekúnd a potom pípne. (Opakuje sa pri zostávajúcich 3 segmentoch.) Po 60 sekundách zaznie dlhé pípnutie. Teplomer ukončí režim časovača po uplynutí 5 sekúnd od zaplnenia posledného segmentu.
Časovač môžete ukončiť kedykoľvek, keď tlačidlo  stlačíte znovu.
-   **Zabezpečenie a nabíjanie**
Na ODOMKNUTIE sa musí teplomer vrátiť do nabíjacej stanice alebo kompatibilného zariadenia na monitorovanie vitálnych funkcií.
-   Ikona ODOMKNUTIA  sa zobrazuje, keď je aktívny režim zabezpečenia a odpočítava zostávajúci čas k dispozícii (ak je menší ako 60 minút), po uplynutí ktorého sa teplomer uzamkne.
Po uplynutí času je ikona UZAMKNUTIA  rozsvietená na displeji.
-  **Svetelná kontrolka nabíjania**
Rozsvietením signalizuje, že dobíjateľná batéria sa nabíja. Farba kontrolky sa zmení z jantárovej na zelenú, keď je batéria úplne nabitá.

Chybové hlásenia a upozornenia

Chybové hlásenie	Situácia	Riešenie
	Nie je nasadený kryt na sondu (animácia zdôrazňuje nasadenie).	Nasadte nový, čistý kryt na sondu.
	Je nasadený použitý kryt na sondu (animácia zdôrazňuje odstránenie).	Pri vykonaní ďalšieho merania teploty zlikvidujte kryt na sondu, ktorý je nasadený, a nasadte nový, čistý kryt na sondu.
	(POS = chybná poloha) Infračervený monitor nemôže dosiahnuť teplotnú rovnováhu a nie je možné uskutočniť meranie.	Stav sa resetuje výmenou krytu na sondu. Zabráňte pacientovi v pohybe a skontrolujte, či je poloha sondy správna a pri novom meraní teploty ostáva stabilná.
	Teplota okolia nie je v rámci povoleného prevádzkového rozsahu (10 – 40 °C alebo 50 – 104 °F) alebo sa príliš rýchlo mení.	Počkajte 20 sekúnd, kým sa teplomer automaticky vypne, potom ho znovu zapnite. Pred meraním zabezpečte, aby teplomer aj pacient boli 30 minút v prostredí s teplotou od 10 °C do 40 °C alebo od 50 °F do 104 °F.
	Nameraná teplota nie je v rozpätí bežných teplôt ľudského tela. Hlásenie HI sa bude zobrazovať pri hodnote teploty vyššej ako 108 °F (42,2 °C).	Tento stav sa resetuje výmenou krytu na sondu. Potom skontrolujte, či je teplomer správne vložený a znovu odmerajte teplotu.
	Hlásenie LO sa bude zobrazovať pri hodnote teploty nižšej ako 68 °F (20 °C).	
	Systémová chyba (zobrazujú sa všetky ikony, alebo je displej prázdny)	Počkajte 20 sekúnd, kým sa teplomer automaticky vypne, potom ho znovu zapnite.
	Ak chyba pretrváva,	... resetujte teplomer tak, že vyberiete batérie a znovu ich vložíte späť.
	Ak chyba stále pretrváva,	... batérie sú nepoužiteľné. Vložte nové batérie.
	Ak chyba stále pretrváva,	... obráťte sa na servisné centrum Welch Allyn alebo na zástupcu spoločnosti.
	Batérie sú slabé, ale teplomer bude stále fungovať správne.	Vložte nové batérie.
	Batérie sú príliš slabé na vykonávanie merania teploty.	Vložte nové batérie.


Faktory, ktoré ovplyvňujú presnosť

Medzi vonkajšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na ušnú teplotu, patria:

Faktor	Má vplyv	Nemá vplyv
Použitý kryt na sondu	✓	
Teplota okolia		✓
Vlhký/špinavý/poškodený objektív	✓	
Načúvací pomôcka	✓	
Ležanie na vankúši	✓	
Nevelký cerumen (mazová zátka)		✓
Otitis media (ušné infekcie)		✓
Hadičky tympanostómie		✓


Poznámka: Ak sa objektív zašpiní alebo ho vložíte do ušného kanála bez krytu na sondu, pozrite si v návode na použitie časť o údržbe a servise. Čistite len spôsobom, ktorý popísal výrobca.

Výmena batérií




Vymeňte 2 alkalické batérie typu AA, keď začne blikať na displeji.

Otvorte dverka priestoru na batérie
Otvorte dverka priestoru na batérie tak, že prstom alebo ostrým predmetom, napríklad perom, posuniete západku s pružinou smerom doprava. Pridržte západku v tejto otvorenej polohe, uchopíte dverka priestoru na batérie a odstránite ich.



Vyberte 2 alkalické batérie typu AA a nahradte ich novými 2 novými alkalickými batériami typu AA, pričom dbajte na ich správnu polarizáciu.

Zaklapnite dverka priestoru na batérie späť na svoje miesto a skontrolujte, či sa západka vráti späť do pôvodnej zaistenej polohy.



Súprava dobijateľných batérií
Vložte súpravu dobijateľných batérií do priehradky na batérie so štítkom na batériách smerujúcim von.

© 2019 Všetky práva vyhradené. Tento produkt je vyrobený v licencií od značky „Braun“. „Braun“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Braun GmbH, Kronberg, Nemecko. ThermoScan je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Helen of Troy Limited.