

Instrucciones de uso y técnica

- 1**


1a



1b





Sujete el termómetro por la parte de abajo e inclínelo hacia arriba para sacarlo de su base.
Al hacerlo, el termómetro se enciende automáticamente. El icono del protector de la sonda  comienza a parpadear para indicar que es necesario colocar un protector nuevo.
- 2**



Para poner un protector nuevo, introduzca la punta de la sonda directamente en la caja, empuje hacia adentro y tire después del termómetro para sacarla.
- 3**



Espera a que el termómetro indique que está listo. El anillo que rodea al botón de MEDICIÓN  se enciende con una luz verde, el termómetro emite un pitido y en la pantalla aparecen tres líneas que indican que el termómetro está listo.
- 4**


Introduzca la sonda en el conducto auditivo bien encajada y apuntado en dirección a la sien del lado opuesto. Mantenga quieta la sonda del termómetro dentro del conducto. Para garantizar la exactitud de las medidas, es esencial que la sonda esté correctamente colocada.
- 5**



Apriete brevemente el botón de MEDICIÓN . El termómetro emite un pitido, la pantalla muestra una serie de guiones en movimiento y el indicador luminoso de ExacTemp parpadea para indicar que la posición de la sonda es estable.
- 6**



Medición de la temperatura. Para indicar que la medición ha finalizado, el termómetro emite un pitido largo y el indicador de ExacTemp se queda encendido en color verde. La temperatura se indica en la pantalla.
- 7**



Quite el protector de la sonda usado apretando el botón de expulsión  del protector de la sonda.

Para obtener medidas exactas, use un protector de sonda nuevo y limpio cada vez que mida la temperatura.

Para volver a medir, coloque un protector nuevo y limpio en el termómetro.

Funciones adicionales

- *  C/F Mem**

Memoria
Para ver la última lectura de temperatura realizada, pulse el botón de MEMORIA.
- *  C/F Mem**


Conversión de temperatura
Pulse y suelte el botón C/F para mostrar temporalmente la medición en la unidad de temperatura alternativa. Pulse de nuevo el botón para regresar a la unidad de medida predeterminada.

La unidad de medida predeterminada para la temperatura puede de nirse con el interruptor C/F situado dentro del compartimento de las pilas.
- *  **


Temporizador manual
Mantenga pulsado durante un segundo el botón  para activar el temporizador. Cuando el temporizador se pone en marcha suena un pitido.

El primer segmento parpadeará hasta que transcurran los primeros 15 segundos y entonces se emitirá un pitido. Este proceso se repetirá para los 3 segmentos restantes. Transcurridos 60 segundos, se emitirá un pitido largo. El termómetro saldrá del modo de temporizador 5 segundos después del último segmento.

Puede desactivar el temporizador en cualquier momento pulsando de nuevo el botón .
- * **




Seguridad y carga
Para DESBLOQUEARLO, el termómetro debe volver a colocarse en la base de carga o en un dispositivo medidor de las constantes vitales compatible.








El icono DESBLOQUEO  mostrará cuando esté activo el modo Seguridad y cuenta el tiempo restante (en caso de ser inferior a 60 minutos) hasta que se bloquee el termómetro.

Cuando se agote el tiempo, el icono BLOQUEO  se mantendrá fijo en la pantalla.
-  Indicador de la luz de carga**
Se encenderá para indicar que la batería recargable se está cargando. El indicador cambiará de color ámbar a verde cuando la batería esté completamente cargada.



Errores y avisos

Mensaje de error	Situación	Solución
	La sonda no tiene puesto ningún protector (la animación indica que se ponga).	Ponga un protector para la sonda nuevo y limpio.
	La sonda tiene puesto un protector usado (la animación indica que se quite). Deseche el protector que está puesto en la	sonda y ponga uno nuevo y limpio si va a tomar otra medida de la temperatura.
	(POS = error de posición) El monitor de infrarrojos no detecta que la temperatura se haya equilibrado y no permite medir.	Cambie el protector de la sonda para reiniciar el termómetro. Procure que el paciente no se mueva y que la sonda esté en la posición correcta y permanezca estable mientras se toma la nueva temperatura.
	La temperatura ambiente no está dentro de los márgenes de funcionamiento permitidos (10 °C – 40 °C o 50 °F – 104 °F) o está cambiando muy deprisa.	Espere a que el termómetro se apague automáticamente (20 segundos) y vuelva a encenderlo. Asegúrese de que el termómetro y el paciente permanecen durante 30 minutos en un entorno con una temperatura comprendida entre 10 °C y 40 °C (50 °F y 104 °F).
	La temperatura registrada no está dentro del intervalo de temperatura habitual para una persona. Si la temperatura es superior a 42,2 °C (108 °F), la pantalla indica HI.	Cambie el protector de la sonda para reiniciar el termómetro. Seguidamente, inserte correctamente el termómetro y mida de nuevo la temperatura.
	Si la temperatura es inferior a 20 °C (68 °F), la pantalla indica LO.	
	Error del sistema (La pantalla está en blanco o bien aparecen en ella todos los iconos)	Espere a que el termómetro se apague automáticamente (20 segundos) y vuelva a encenderlo.
	Si el error persiste, Si el error todavía persiste, Si el error todavía persiste,	... reinicie el termómetro quitando y volviendo a poner las pilas. ... las pilas están gastadas. Ponga pilas nuevas. ... póngase en contacto con el representante o el Centro de servicio de Welch Allyn de su localidad.
	La carga de las pilas es baja, pero el termómetro todavía puede funcionar correctamente.	Ponga pilas nuevas.
	La carga de las pilas es demasiado baja para poder medir la temperatura.	Ponga pilas nuevas.


Factores que afectan a la exactitud

Algunos factores externos pueden afectar a la temperatura del oído, como por ejemplo:

Factor	Interfiere	No Interfiere
Protector de sonda usado	✓	
Temperatura ambiente		✓
Lente húmeda, sucia o dañada	✓	
Audífono	✓	
Cabeza apoyada en una almohada	✓	
Cantidad moderada de cerumen (cera de los oídos)		✓
Otitis media (infecciones de oído)		✓
Tubos de drenaje transtimpánicos		✓


Nota: si la lente está sucia o se introduce en el conducto auditivo sin un protector de sonda, consulte el apartado Mantenimiento y servicio técnico en las instrucciones de uso. Siga únicamente el procedimiento especificado por el fabricante para las tareas de limpieza.

Sustitución de las pilas




Cambie las dos pilas alcalinas de tipo AA cuando el símbolo  comience a parpadear en la pantalla.

Abra la tapa del compartimento de las pilas
Abra la tapa del compartimento de las pilas moviendo el cierre de muelle hacia la derecha con el dedo o con un objeto puntiagudo (por ejemplo, un bolígrafo). Con el cierre sujeto en la posición abierta, agarre la tapa de las pilas y quítela.



Extraiga las dos pilas alcalinas de tipo AA y sustitúyalas por dos pilas nuevas del mismo tipo asegurándose de respetar la polaridad correcta.

Coloque la tapa del compartimento de las pilas en su sitio y asegúrese de que el cierre vuelve a la posición cerrada original.



Batería recargable
Introduzca la batería recargable en el compartimento de las pilas con la etiqueta hacia arriba.

© 2019 Reservados todos los derechos. Este producto se fabrica en virtud de un acuerdo de licencia con la marca comercial "Braun". "Braun" es una marca comercial registrada de Braun GmbH, Kronberg (Alemania). ThermoScan es una marca comercial registrada de Helen of Troy Limited.