


BRAUN

WelchAllyn®

ThermoScan®

Töltőállomás
Használati utasítás



PRO 6000
töltőállomás

BRAUN

ThermoScan®

PRO 6000 töltőállomás

Ez a kézikönyv a **REF 901009** besorolású hőmérő tartozékra vonatkozik

Gyártó:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA
USA



107983 (CD)

DIR 80025820

Felülvizsgálat dátuma: 2019-09



Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road,
Navan, County Meath
Írország
C15 AW22

A Welch Allyn termékekkel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a
Welch Allyn műszaki ügyfélszolgálatával:
www.welchallyn.com/support

Helyi irodák:www.welchallyn.com/about/company/locations.htm**Cserealkatrészek**

Az alkatrészek teljes listájáért látogasson
el a www.welchallyn.com oldalra

**A szabadalommal kapcsolatos információkért
látogasson el a következő weboldalra:**

www.welchallyn.com/patents

© 2019 Minden jog fenntartva.
Készült Mexikóban


A terméket a „Braun” védjegy licence alapján gyártják.
A „Braun” a Braun GmbH, Kronberg, Germany vállalat bejegyzett védjegye.

A ThermoScan® a Helen of Troy Limited bejegyzett védjegye.

Kizárólag
Hillrom
vizsgálófej-
burkolatokat használjon



1. Braun ThermoScan® PRO 6000 töltőállomás



2. A csomag tartalma

Braun ThermoScan® PRO 6000 töltőállomás

A használati utasítást tartalmazó CD, a Welch Allyn Service Tool szoftver (internetes hivatkozáson keresztül érhető el) és a szervizeszköz-telepítési útmutató (internetes hivatkozáson keresztül érhető el)


1 db akkumulátorcsomag (NiMH)

1 készlet cserélhető fali csatlakozódugó

1 db fali adapter és USB-kábel

3. Termékleírás

- 1 Tárolóhely 200 db Braun vizsgálófej-burkolat borítója számára
- 2 Braun ThermoScan® PRO 6000 fülhőmérő a tartójában
- 3 Töltésjelző
- 4 Tápellátásjelző
- 5 USB-kábel
- 6 Fali adapter
- 7 Cserélhető csatlakozódugó (4 különböző konfigurációban érhető el)

Modellszám	Csatlakozódugó konfiguráció	
PRO6000BSNA / 06000-100	észak-amerikai/kínai csatlakozódugó	
PRO6000BSEU / 06000-125	EU és egyesült királysági csatlakozódugó	
PRO6000BSC / 06000-575	észak-amerikai/kínai, EU és egyesült királysági csatlakozódugó	
PRO6000BSAU / 06000-150	ausztráliai csatlakozódugó	

- 8 USB-csatlakozóadapter
- 9 USB-rögzítőkapocs
- 10 Fali rögzítőfuratok

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A klinikai besorolású Braun ThermoScan[®]PRO 6000 fülhőmérő töltőállomása töltési és biztonsági funkciót, a hőmérő és a vizsgálfőfej-burkolat adagoló részére tárolást biztosít. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

4. Figyelmeztetések és óvintézkedések



welchalliv.com

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:



FIGYELMEZTETÉS Ne nyúljon a vízbe esett töltőállomáshoz. Azonnal húzza ki a csatlakozódugót.



FIGYELMEZTETÉS A töltőállomást ne tegye olyan helyre, illetve ne tárolja vagy töltsen olyan helyen, ahol az leeshet, vagy kádba, mosogatóba rántódhat. Ne tegye vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba.



FIGYELMEZTETÉS Tisztítás előtt húzza ki a töltőállomás csatlakozódugóját.



FIGYELMEZTETÉS A töltőállomás alacsony feszültségű fali adapterrel rendelkezik (orvosi fali adapter, TMW7-5-IPW típus). Ennélfogva nem szabad cserélnie vagy módosítania egyik részét sem. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.



FIGYELMEZTETÉS Kizárólag szakipari használatra.



VIGYÁZAT A hőmérő feltöltéséhez a töltőállomást kizárólag a készülékhez mellékelt akkumulátorcsomaggal szabad használni.

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:



FIGYELMEZTETÉS A töltőállomást tilos a beteg környezetétől számított 1,5 méteren belül üzemeltetni.



VIGYÁZAT A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt rendeltetészerű használatra használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.



FIGYELMEZTETÉS Ne módosítsa a berendezést a gyártó engedélye nélkül.



VIGYÁZAT A készüléket soha ne tegye ki -20 °C alatti és +50 °C feletti hőmérsékletnek. A készüléket és a kábelt mindig szárazon kell tartani. Ne használja nedves kézzel. Ne tárolja nyirkos környezetben. A károsodás elkerülése érdekében ne tekerje a kábelt a készülék köré. Fontos, hogy rendszeresen (3 havonta) ellenőrizze a kábelt, hogy nem sérült-e meg, különösen mindkét végén, ahol a kábel és a csatlakozódugó találkozik.



FIGYELMEZTETÉS Soha ne használja a készüléket, ha sérült a kábel vagy a csatlakozódugó, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy megsérült, vagy ha vízbe esett. Vigye vissza a készüléket egy szervizközpontba vizsgálat és javítás céljára.



VIGYÁZAT Óvja a tápkábelt a fűtött felületektől.



FIGYELMEZTETÉS Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.



VIGYÁZAT A hálózati csatlakozót először mindig a készülékhez csatlakoztassa, csak ezután a konnektorhoz.



VIGYÁZAT A készülék megfelel az elektromágneses interferenciára vonatkozó jelenlegi szabványoknak, használata nem okozhat zavart más berendezésekben, illetve működését nem zavarhatják más eszközök. Elővigyázatosságból azonban ne használja ezt a készüléket más berendezések közelében.



FIGYELMEZTETÉS Ne helyezze el úgy a készüléket, hogy az nehezen legyen kezelhető vagy (a csatlakozódugó) nehezen legyen kihúzható.

5. Összeszerelés

5.1 Az akkumulátor beszerelése



A töltőállomás 1 db akkumulátorcsomaggal rendelkezik. A töltési funkció használatához tegye az akkumulátorcsomagot a hőmérő akkumulátortartó rekeszébe.

Előfordulhat, hogy leszállításkor az akkumulátorcsomag lemerült állapotban van.




VIGYÁZAT Használat előtt töltsse fel a készüléket 3 órán keresztül a töltőállomáson.
Lásd: 5.2 Csatlakoztatás és 5.4 A hőmérő feltöltése.


- 1 A rugós reteszt jobbra tolva nyissa ki az akkumulátor ajtaját az ujjával vagy egy hegyes tárggyal, például egy tollal. Miközben a reteszt nyitott helyzetben tartja, fogja meg az akkumulátorajtót és távolítsa el.



- 2 Helyezze az akkumulátorcsomagot az akkumulátortartóba úgy, hogy az akkumulátor címkeje kifelé nézzen.



- 3 Pattintsa vissza az akkumulátorajtót a helyére, és ellenőrizze, hogy a retesz visszatért az eredeti reteszelt helyzetébe.



A termék akkumulátorokat és újrahasznosítható elektronikus hulladékokat tartalmaz.



A környezet védelme érdekében ne dobja a terméket a szemétkbe, hanem a nemzeti vagy helyi szabályozásoknak megfelelően vigye a megfelelő helyi gyűjtőhelyekre.




VIGYÁZAT Tilos szétszerelni, rövidre zární vagy tűzbe dobni.
Ne keverje a különböző akkumulátor-/elemtípusokat.

5.2 Csatlakoztatás

- 1** Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőállomás hátuljához (1a), majd vezesse át a kábelt a rögzítőkapcspon keresztül (1b).




- 2** Válassza ki az ország és régió szerinti cserélhető csatlakozódugót (ha egynél több csatlakozódugó van mellékelve).




- 3** Csatlakoztassa a csatlakozódugót a fali adapterhez.

- 4** Dugja be az USB-kábelt a fali adapterbe.



- 5** Dugja be az egész szerelvényt a konnektorba.



- 6** Zöld fény világít, jelezve, hogy a töltőállomás használatra kész.

5.3 Felszerelési utasítások (opcionális)


A töltőállomás falra szerelhető vagy sík felületen állítható fel. Miután elvégezte az 5.2 Csatlakozás fejezet 3. lépését, a töltőállomás a falra szerelhető fel.

A felszereléshez a következő anyagokra lesz szükség:

- 2 db kereszthornyos (Phillips) trapézfejú csavar, 8-as (mellékelve)
- 2 db sülyesztett gipszkartonhorgony (mellékelve)
- Vonalzó (nincs mellékelve)
- Kereszthornyos (Phillips) csavarhúzó, 2-es (nincs mellékelve)

Felszerelés a falra:

- 1 Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel ki van húzva az elektromos csatlakozóaljzatból, de még mindig a töltőállomáshoz csatlakozik. A töltőállomáson található USB-csatlakozó nem lesz hozzáférhető a felszerelés után.



- 2 Keresse meg a töltőállomáshoz mellékelt csavarokat és gipszkarton horgonyokat.


- 3 Keresse meg a töltőállomás hátsó részén található rögzítőfuratokat.

- 4 A mellékelt gipszkarton horgonyok és csavarok segítségével erősítse a töltőállomást a falra vagy más biztonságos helyre.

Megjegyzés: Ha a töltőállomást nem gipszkarton felületre erősíti, kérjük, hogy a felületnek megfelelő rögzítőket használjon.

5.4 A hőmérő töltése


- 1 Az akkumulátorcsomaggal felszerelt hőmérőt helyezze a hőmérőtartóba (1a). Helyezze a tartóban lévő hőmérőt a töltőállomásba (1b).



- 2 A hőmérő sípoló hangjelzést ad.



- 3 A töltőállomás töltésjelzője sárgán világít.





- 4 Az akkumulátor töltöttségi állapota megjelenik a hőmérő LCD-kijelzőjén.

A töltőállomás töltésjelzője zöldre vált, amikor a hőmérő teljesen fel van töltve (kb. 3 óra, ha az akkumulátor le volt merülve). Az akkumulátorokat nem lehet túltölteni. A használaton kívüli hőmérőt a teljes töltöttség fenntartása érdekében ajánlott a töltőállomáson tárolni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy akár 5 percet is igénybe vehet, amíg a töltőállomás az akkumulátor teljes töltöttségi szintjét felismeri, még teljesen feltöltött akkumulátor esetén is. Ilyenkor a töltésjelző sárga színű a hőmérő töltőállomásra történő helyezésekor, majd zöldre vált, miután a teljesen feltöltött akkumulátort felismeri a készülék.

Ha a töltőállomás teljes töltöttséget jelez (zöld töltésjelző), de a hőmérő LCD-je nem jelzi a teljes töltöttséget, akkor elképzelhető, hogy ezt a töltőállomás vagy az akkumulátorok túlmelegedése okozza. Javasoljuk, hogy helyezze át a töltőállomást hűvösebb környezetbe.




Ha a töltésjelző nem világít, a következők valamelyike történhetett:

- Alkáli elemek (nem újratölthető) vannak behelyezve
- A hőmérő/töltőállomás nincs megfelelően az áramforráshoz csatlakoztatva
- A hőmérő nincs megfelelően a töltőállomásra helyezve

6. Biztonsági funkció


A Braun ThermoScan® PRO 6000 fülhőmérő olyan biztonsági funkcióval van ellátva, amely megköveteli, hogy a hőmérő egy előre megválasztott időn belül visszakerüljön a töltőállomásra. Ezen idő túllépése esetén a hőmérő zárolódik. A biztonsági funkció a Service Tool szoftveren keresztül akár 12 óra/720 perc időtartamra állítható be.

Mikor a gyárból kikerül, a Braun ThermoScan® PRO 6000 fülhőmérő biztonsági funkciója ki van kapcsolva. A biztonsági funkció csak a Welch Allyn Service Tool szoftver használatával érhető el, és a töltőállomás vagy bármely más kompatibilis Welch Allyn Vital Signs eszköz elindítása szükséges hozzá. A biztonsági funkció akkumulátorokkal vagy alkáli elemekkel használható. A funkció eléréséhez és a beállítások módosításához lásd: 6.2 Beállítások.





6.1 A működés módja


- 1 Ha a biztonsági funkció engedélyezve van, a normál használat során egy nyitott lakat ikon jelenik meg az akkumulátorjelző mellett, jelezve, hogy a biztonsági funkció aktív.




- 2 Ha a hőmérő az időkorláttól számított 60 percen belül van, a nyitott lakat ikon mellett egy visszaszámláló óra jelzi a hátralévő percek számát.




- 3 A lejárat előtt 5 perccel a hőmérő percenként egyszer sípolni, a nyitott lakat ikon pedig villogni kezd, hogy jelezze a hőmérő közelgő zárolását.



- 4** Az időkorlát lejártakor a nyitott lakat ikon és a visszaszámláló időzítő helyére zárt lakat ikon kerül, a hőmérő pedig 5 percenként egyszer sípol, jelezve a zárolt állapotot. A zárolt állapotban megnyomott gombok hibajelzést eredményeznek, és a hőmérő nem reagál. Zárolt állapotban a hőmérő nem használható.




- 5** A hőmérő zárolását a töltőállomásra való visszahelyezéssel oldhatja fel.



- 6** A hőmérő sípoló hangjelzést ad, a háttérvilágítás pedig 5 másodpercig világít.




- 7** Az időkorlát alaphelyzetbe áll, és a hőmérő a normál működés érdekében visszatér a feloldott állapotba. A feloldott állapot elérése után a hőmérő sípol, a kijelző pedig ismét aktívá válik.



8 A hőmérő töltése engedélyezett biztonsági funkcióval:

Akkumulátorok behelyezése esetén a töltőállomás sárga fénye világít, jelezve, hogy a töltés újraindult, az akkumulátor ikon pedig megjelenik a hőmérő kijelzőjén.

Ha alkáli elemek (nem újratölthető) vannak behelyezve a hőmérőbe, a biztonsági funkció ugyan működni fog, de a töltőállomáson nem világít a sárga színű jelzés, az akkumulátor ikon nem jelenik meg a hőmérő kijelzőjén, és az elemek nem töltődnek.



6.2 A biztonsági funkció beállításai


A töltőállomás vagy egy kompatibilis Welch Allyn Vital Signs eszköz a Welch Allyn Service Tool szoftver segítségével a hőmérő beállításainak módosítására használható.

A hőmérő konfigurációjának módosításához a Welch Allyn Service Tool szoftver szükséges.

A Welch Allyn Service Tool szoftvert futtató számítógéphez történő csatlakozáshoz töltőállomás és akkumulátorok vagy kompatibilis Welch Allyn Service Tool szoftver szükséges.

Kövesse az utasításokat a Braun ThermoScan® PRO 6000 fülhőmérő speciális beállításainak eléréséhez a Welch Allyn Service Tool szoftver segítségével.

- 1 Helyezze a Braun ThermoScan® PRO 6000 fülhőmérőt a töltőállomásra.



- 2 Annak az USB-kábelnek a használata ajánlott, amely a fali adapterhez csatlakozik – ezt húzza ki a fali adapterből és csatlakoztassa a számítógéphez.




- 3 a. Indítsa el a Welch Allyn Service Tool szoftvert.
- b. Ha megjelennek a kezdőképernyőn az „Add new features” (Új funkciók hozzáadása) és a „Service” (Szerviz) gombok, kattintson a „Service” (Szerviz) elemre.
- c. Jelentkezzen be jelszó nélkül, mint ADMIN (Rendszergazda), vagy használjon egy korábban létrehozott fiókot.

Megjegyzés: Ha nem jelenik meg a bejelentkezési ablak, kattintson a Log on (Bejelentkezés) gombra. A konfigurációs párbeszédpanel eléréséhez be kell jelentkeznie.




- 4 Az eszközlistán a kijelöléshez kattintson a Braun thermometer (Braun hőmérő) elemre, majd kattintson a Select (Kiválasztás) gombra.




- 5 Megnyílik a Device (Eszköz) lapfűl.

- 6 Kattintson az eszközinformációk lapfűltől jobbra lévő Configure (Konfigurálás) lapfűlre.




- 7 Kattintson a Change (Módosítás) gombra az aktuális beállítások párbeszédpanelben. Megnyílik a konfigurációs beállítások párbeszédpanel.



- 8 A biztonsági funkció kiválasztásához kattintson a legördülő menüre, majd kattintson a kívánt időpontra, vagy a letiltáshoz az Off (Ki) gombra.

A kívánt beállítások kiválasztása után kattintson a Save (Mentés) gombra a beállítások Braun hőmérőre történő elküldéséhez, majd zárja be a párbeszédpanel.

A párbeszédpanel beállítások módosítása nélküli bezárásához kattintson a Cancel (Mégse) gombra.



6.3 Service Tool szoftver

A Service Tool szoftverről és a Service Tool szoftver telepítési útmutatóról további információkat a www.welchallyn.com webhelyen talál, ahol letöltheti a Services & Support (Szolgáltatások és támogatás) lapfűl/Service Centers/Download (Szolgáltatóközpontok/Letöltés) alatt található Service Tool szoftvert.

7. Karbantartás és szervíz

7.1 Tisztítás



Figyelem

VIGYÁZAT Fémről készült elektromos érintkezők tisztítása során ne használjon fehérítőszer-tartalmú oldatokat. Ezek az eszköz érintkezőinek a károsodásához vezetnek.

VIGYÁZAT Az érintkezőket kizárólag 70%-os izopropil-alkohollal szabad tisztítani. Az érintkezőket 1 percig hagyja száradni.

A töltőállomást szükség esetén tisztítsa meg enyhén nedves ruhával vagy tisztítókendővel 70%-os izopropil- vagy etil-alkoholos oldattal, 10%-os klóros fehérítőszer-oldattal, foltosodást nem okozó tisztítóoldatokkal (pl. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) vagy hidrogén-peroxid tartalmú (pl. Virox és Oxivir) tisztítóoldatokkal.

Jóváhagyott tisztítóoldatok			
Termékcsalád	Oldat vagy márka	Töltőállomás készülékháza	Érintkezők
Klór és klórvegyületek	10%-os klóros fehérítőszer-oldat	Igen	Nem
Kvaterner ammóniumvegyületek	CaviWipes™ Clinell® univerzális törölőkendők SaniCloth Metrex	Igen	Nem
Hidrogén-peroxid	Virox Oxivir	Igen	Nem
Alkohol	70%-os izopropil- vagy etil-alkohol	Igen	Igen

A kompatibilitás érdekében rendszeres időszakonként további tisztítószer is képezhetik kiértékelés tárgyát. Ha egy használandó tisztítószer nem szerepel a listán, vegye fel a kapcsolatot a Welch Allyn vállalattal, hogy megbizonyosodjon arról, jóváhagytak-e további tisztítószereket a használatra.

Megjegyzés: Ha az izopropil- vagy etil-alkoholtól eltérő tisztítószer éri az érintkezőket, azonnal törölje azokat szárazra. Ezután tisztítsa meg az érintkezőket izopropil- vagy etil-alkohollal.



Figyelem

-  **VIGYÁZAT** Ne használjon súroló tisztítószereket.
-  **FIGYELMEZTETÉS** Karbantartás vagy javítás elvégzése előtt húzza ki a töltőállomás csatlakozódugóját.
-  **FIGYELMEZTETÉS** Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a töltőállomást.
-  **VIGYÁZAT** A törlőkendők nyirkosak, de ne átitatottak legyenek. A túl sok folyadék károsíthatja a töltőállomást.
-  **FIGYELEM** A hőmérő és a tartó tisztításához kövesse a Braun ThermoScan® PRO 6000 fülhőmérő tisztítási utasításait, a PRO 6000 készülék használati, karbantartási és szervizelési utasításban meghatározottak szerint.
-  **FIGYELMEZTETÉS** Fontos, hogy rendszeresen (3 havonta) ellenőrizze a kábelt, hogy nem sérült-e meg, különösen mindkét végén, ahol a kábel és a csatlakozódugó találkozik.

7.2 Tárolási utasítások

A hőmérőt és a vizsgálófej-burkolatokat száraz helyen (a hőmérő nem védett a víz behatolása ellen), portól és szennyeződéstől védve tárolja, közvetlen napfénytől távol. A tárolóhelyen tartsa a környezeti hőmérsékletet közel állandó értéken, -20–50 °C tartományon belül.

8. Műszaki adatok

Üzemi környezet hőmérsékleti tartománya: 10–40 °C

Orvosilag igazolt külső tápellátási besorolások:

Kimeneti feszültség:	5 V DC
Kimeneti áramerősség:	1 A
Bemeneti feszültség:	100–240 V AC
Bemeneti áramerősség:	0,3 A
Bemeneti frekvencia:	50–60 Hz

Hosszú távú tárolási tartományok

Tárolási hőmérséklet:	-20–50 °C
Tárolási nedvességtartalom:	0–85%, nem lecsapódó
Elektromos besorolás:	750 mAh
Akkumulátor garanciája:	3 év
Akkumulátorkapacitás:	Akár 700 hőmérsékletmérés teljesen feltöltve/3 V
Akkumulátor típusa:	egyedi dupla akkumulátorcsomag (NiMH)
Töltőállomás méretek:	89,2 mm (Ma) x 103,7 mm (Mé) x 153 mm (Szé)
Töltőállomás súlya:	150 g



VIGYÁZAT A készüléket ne használja elektromágneses vagy az IEC 60601-1-2 szabványban meghatározott normál tartományon kívül eső egyéb interferencia esetén.



Intertek



NiMH

Szabványok és megfelelés

A készülék megfelel a következő biztonsági és működési szabványoknak:

A termék megfelel a 93/42//EGK EK irányelv (orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelv) rendelkezéseinek.

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 No.60601.1, IEC 60601-1 és EN 60601-1; 2. és 3.1 kiadás. Elektromos orvosi berendezések – 1. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014 Elektromos orvosi berendezések – 1-2. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények – Kiegészítő szabvány: Elektromágneses kompatibilitás – Követelmények és vizsgálat

IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Orvosi eszközök - Használhatósági tervezés alkalmazása orvostechnikai eszközökre

ISO 14971:2012 Orvostechnikai eszközök – Kockázatkezelés alkalmazása orvostechnikai eszközökre

Az ELEKTROMOS ORVOSI BERENDEZÉSEK speciális óvintézkedéseket igényelnek az EMC-re vonatkozóan. Az EMC-követelmények részletes leírásához forduljon a hivatalos helyi szervizközpontokhoz. A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések hatással lehetnek az ELEKTROMOS ORVOSI BERENDEZÉSEKRE

Belső táplálású ME berendezés.

Folyamatos működés

Víz behatolása ellen nem védett.



IPX0

Szimbólummeghatározások:



BF típusú, beteggel érintkező alkatrész

Figyelem



A jelen útmutatóban szereplő óvintézkedések olyan körülményeket vagy gyakorlatot mutatnak be, amelyek a készülék vagy egyéb tárgyak károsodását, vagy adatok elvesztését okozhatják.

Figyelmeztetés



A jelen útmutatóban szereplő figyelmeztetések olyan körülményeket vagy gyakorlatot mutatnak be, amelyek betegséghez, sérüléshez vagy halálhoz vezethetnek. A figyelmeztető szimbólumok szürke háttérrel jelennek meg a fekete-fehér dokumentumban.



II. osztályú berendezés



Elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtése.
Ne dobja ki a kommunális szemétkbe.



7d Olvassa el a használati utasítást.

welchallyn.com



Tápellátásjelző



Töltésjelző



Tárolási hőmérséklet



Tárolási nedvességtartalom

9. Korlátozott hároméves gyártói jótállás

A Braun ThermoScan^{PRO} 6000 töltőállomáshoz

A Welch Allyn (a Hill-Rom[®] leányvállalata) garanciát vállal arra, hogy a termék mentes az anyag- és gyártási hibáktól, és vállalja, hogy a termék a gyártói specifikációnak megfelelően működik a Welch Allyn cégtől vagy az általa felhatalmazott forgalmazótól vagy ügynököktől történő vásárlás napjától számított három éves időtartamon keresztül.

A vásárlás dátuma: 1) a számlán szereplő szállítási dátum, ha a készüléket közvetlenül a Welch Allyn vállalattól vásárolták, 2) a termékregisztráció során megadott dátum, 3) a termék vásárlásának dátuma a Welch Allyn által meghatalmazott forgalmazótól történő vásárlás esetén, a forgalmazó által kiadott nyugtán dokumentáltak szerint (amelyik dátum korábbra esik).

A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott károkra: 1) szállítás közbeni kezelés, 2) az utasításoktól eltérő módon történő használat vagy karbantartás, 3) a Welch Allyn felhatalmazásával nem rendelkező személy által történő módosítás vagy javítás és 4) balesetek. A garancia nem vonatkozik az akkumulátorokra, a vizsgálófej ablakának sérülésére, a nem rendeltetésszerű használat, a gondatlanság vagy baleset miatt bekövetkező károkra; a garancia kizárólag a termék első vevőjére terjed ki. Az egység cseréje esetén a garancia a kicserélt egység garanciális időtartamának hátralevő részéig tart. Továbbá, a garancia érvényét veszti, ha a hőmérőt nem eredeti HillromTM vizsgálófej-burkolatokkal használják.